

# 「速い」、「確実」、「管理」。 できるカウンタは違います。

迅速でバラツキのない計測とデータ管理

## コロニーカウンタ Smart iSac®

培地シートで培養した菌は、一定時間後に素早くカウントしないと意味がありません。


NTT-ATクリエイティブのコロニーカウンタSmart iSac®なら、素早いカウント作業が可能。カウント結果やカウント時の培地シートの状況が自動で画像保存できるので、過去の培養の再検証や、記録の管理がスムーズです。毎日のルーチン作業に対する稼働、作業によるカウント結果のバラツキ、膨大な記録の管理など、コロニーカウンタSmart iSac®が、あなたの負担を軽くします。



わたしたちは、毎日のルーチン作業を簡略化・効率化するお手伝いをいたします。


### POINT 1 迅速なコロニーカウント

コロニーカウンタSmart iSac®は、一度に培地シート6枚の読み取りが可能。培地シート6枚の読み取り時間は約10秒（目視カウント時の約1/6※）で、日々のカウント作業がラクに素早く行えます。※当社比較値



### POINT 2 データの簡単修正と自動保存

コロニーカウンタSmart iSac®は、読み取った培地シートの状態を画面上で修正できます。「異物が混入してしまった」「この部分はカウント対象外」など、画面上で修正した培地シートの結果をカウントデータに反映できます。



### POINT 3 カスタマイズで検査表もラクラク作成

シンプルカウントでは、カウント結果データやフィルム培地の画像保存が可能、さらに、マルチカウントでは、シンプルカウントの機能に加えて検査表の自動作成やQRコードを使った自動読み込みなどが可能です。お客様の用途に応じてお選びいただけます。

**シンプルカウント**  
カウント結果を保存  
培地シートの状態を画像で保存

**マルチカウント**  
結果を検査表に自動転記  
QRコードで自動読み込み

お問い合わせ先

E-mail: [otoiawase@ntt-atcr.co.jp](mailto:otoiawase@ntt-atcr.co.jp)  
TEL: 088-699-7511

NTT-ATクリエイティブ株式会社  
〒771-0212 徳島県板野郡松茂町中喜来字福有開拓308-6  
<http://www.ntt-atcr.co.jp>